



L'assurance-longévité
de vos instruments



assistina

Un entretien parfait prolonge la durée de vie des instruments



Les avantages de l'entretien avec Assistina plus

Avec la lubrification automatique par rotation, l'huile est parfaitement répartie pour former un film lubrifiant homogène. Les particules de saletés sont dissoutes et éliminées. La durée de vie des instruments augmente considérablement tandis que le coût de l'entretien baisse.

Autres atouts

Grâce au dosage automatique de l'huile, seule la quantité nécessaire à la lubrification des instruments est utilisée, ni plus ni moins.

Parfaite pour l'Assistina : W&H Service Oil F1

L'huile W&H Service Oil F1 est le fruit de la recherche W&H. Elle garantit l'entretien optimal de tous vos instruments W&H.

Une simple pression suffit : avec solution de nettoyage et huile W&H Service Oil F1

Il suffit d'appuyer sur un simple bouton pour lancer le processus d'entretien : lubrification par rotation, nettoyage interne des canaux de spray, séchage à l'air comprimé. Simple, confortable et sûr. L'instrument est parfaitement nettoyé en seulement 35 secondes.



01 Connecter l'instrument.
Fermer le hublot.



02 Appuyer sur le bouton.
Le programme d'entretien se déroule automatiquement.



03 Au bout de 35 secondes, retirer l'instrument parfaitement nettoyé, décontaminé et séché.

Assistina 301 plus pour l'entretien automatique, à l'air comprimé, de vos :

- > pièces à main et contre-angles
- > turbines (à l'exception des turbines à paliers à air)

- > moteurs à air
- > détartreurs à air

Avantages de l'entretien automatisé des instruments avec Assistina

- > nettoyage et lubrification des parties internes avec l'huile d'entretien W&H
- > nettoyage et décontamination des sprays air et eau
- > séchage du corps interne en fin de cycle

Les canaux de spray entartrés appartiennent au passé

Assistina rince les canaux de spray avec une solution de nettoyage (à base d'alcool) et les sèche à l'air comprimé.

Une propreté essentielle

Assistina assure un entretien optimal tout en étant respectueux de l'environnement. Grâce à l'air comprimé, ni gaz propulseur, ni solvant, ni emballage. Un système de filtre d'aspiration assure la distribution d'un air parfaitement propre.

Caractéristiques techniques / Adaptateurs Assistina

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.



Type :	Assistina 301 plus
Durée du cycle :	env. 35 secondes
Contenance huile :	250 ml, suffisant pour environ 3 500 cycles d'entretien
Contenance solution de nettoyage :	250 ml, suffisant pour environ 2 500 cycles d'entretien
Branchement :	branchement à l'air comprimé avec raccord rapide pour tuyau d'air de Ø 6 x 4 mm, filetage intérieur R 1/8"
Air comprimé :	pression de 4 à 10 bar [réglage automatique de la pression]
Consommation d'air :	env. 60 l/min.
Hauteur/largeur/profondeur :	223 x 190 x 415 mm
Poids :	2,70 kg

	Connexion directe	Adaptateur de base* pour connexion fixe 4 trous	Adaptateur suppl.**
Pièces à main et contre-angles			
Tous avec connexion ISO	•		
Contre-angles à tête démontable			•
Sirona T1			•
Système de serrage FG (W&H, Sirona)			•
Contre-angles NSK à tête démontable			•
Turbines, démarreurs à air et moteurs à air			
W&H avec raccord rapide Roto Quick		•	•
Autres, avec raccord rapide		•	raccord rapide avec connexion fixe 4 voies du fabricant
Autres, à connexion fixe 4 voies (lumière ou non lumière)		•	
Autres, à connexion fixe Borden 2{3} voies		•	•
Sirona TS2 et TM1		•	•
Adaptateur pour système Multiflex®***		•	•
NSK, à connexion fixe 4 voies			•
NSK, à connexion fixe 2{3} voies			•

* compris dans la livraison ** en option

*** Multiflex® est une marque déposée de la société Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach

Vous trouverez plus d'informations concernant les différents adaptateurs Assistina sur wh.com.

Commandez l'Assistina de W&H auprès de votre spécialiste.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1

5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0

f + 43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com



ISO 13485
93/42/EEC - Annex II

W&H France

4 rue Ettore Bugatti

67201 Eckbolsheim, France

t. + 33 388 773 600

f. + 33 388 773 601

commercial.fr@wh.com

wh.com



W&H CH-AG

Industriepark 9

8610 Uster, Schweiz

t + 41 43 4978484

f + 41 43 4978488

info.ch@wh.com

wh.com